

ANEXO II PPT: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS LOTES DEL EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE ÁCIDO HIALURÓNICO PARA LOS CENTROS VINCULADOS A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA CONFORME AL ART.16.3.a (ASU033-2019/90139) P.A.247/20179

Lote 1 (B77851):IMPLANTE ACIDO HIALURONICO MEDIA DURACION-VOLUMEN:[0-25];Concentración de ac.: [0-50).

Descripción: Jeringa precargada de material viscoelástico con aguja. * Tratamiento completo para 6 meses.

Material: Ácido hialurónico 20mgr/cc, (concentración del 2%).

Medidas: Jeringa con varias capacidades.

Envasado: Envase unitario estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura y etiquetado en el que figure: denominación del artículo, método de esterilización utilizado, fecha de caducidad y número de lote.

Lote 2 (B40101): IMPLANTE ACIDO HIALURONICO-VOLUMEN:[0-50];Concentración de ac.: [0-150];

Indicaciones: Tratamiento en procesos patológicos como urología, traumatología, etc..., Regeneración de los tejidos y aumento de volumen en situaciones que lo requieran como artroscopia...

Descripción: Jeringa precargada de material viscoelástico.

Material: Ácido hialurónico (concentraciones inferiores a 1.5%).

Medidas: Distintos volúmenes

Envasado: Envase unitario estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura y etiquetado en el que figure: denominación del artículo, método de esterilización utilizado, fecha de caducidad y número de lote.

Lote 3 (F28059): IMPLANTE MENISCAL-Tipo de implante:Lateral

Indicaciones: Lesiones meniscales, fomenta el crecimiento del tejido dañado.

Descripción: Matriz porosa que permite un crecimiento de los vasos sanguíneos y regeneración de un nuevo tejido.

Material: Poliuretano.

Medidas: varias medidas.

Envasado: Envase unitario estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura y etiquetado en el que figure: denominación del artículo, método de esterilización utilizado, fecha de caducidad y número de lote.

Lote 4 (E72261): IMPLANTE ACIDO HIALURONICO LARGA DURACION-VOLUMEN:[0-25];Concentración de ac.: [0-50];

Indicaciones: Para Artrosis de rodilla, cadera, etc., y para corregir deformidades corporales cóncavas de origen diverso, como cicatrices o asimetrías posteriores a liposucciones.

Descripción: Jeringa precargada de material viscoelástico con aguja. * Tratamiento completo para 12 meses.

Material Acido hialurónico o similar.

Medidas: Jeringa con varias capacidades.

Envasado: Envase unitario estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura y etiquetado en el que figure: denominación del artículo, método de esterilización utilizado, fecha de caducidad y número de lote.